



Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - (Selezione indetta con D.D.G. n. 261 del 14.7.2020) - PROVA ORALE DEL 26/10/2021

Descrivere le fasi per la preparazione di una soluzione di PFA al 4% in tampone fosfato.

Calcolare la media di temperatura e umidità della prima settimana (dal lunedì alla domenica).

Storage: Store at 2-8°C under sterile conditions. Prepare working dilution on day of use. **Expiration date:** one year from date of receipt. The expiration date may be extended if test results are acceptable for the intended use.


Purity: The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.

Antibody Specificity: Based on immunoelectrophoresis and/or ELISA, the antibody reacts with whole molecule human IgG. It also reacts with the light chains of other human immunoglobulins. No antibody was detected against non-immunoglobulin serum proteins. The antibody has been tested by ELISA and/or solid-phase adsorbed to ensure minimal cross-reaction with bovine, chicken, goat, guinea pig, Syrian hamster, horse, mouse, rabbit, rat, and sheep serum proteins, but it may cross-react with immunoglobulins from other species.

Monitoraggio stabulario utilizzatore

Mese di Ottobre

| Data | Temperatura (°C) | Umidità (%) |
|---------------------------|------------------|-------------|
| venerdì 1 ottobre 2021 | 20,1 | 50,3 |
| sabato 2 ottobre 2021 | 19,8 | 51,0 |
| domenica 3 ottobre 2021 | 20,0 | 51,0 |
| lunedì 4 ottobre 2021 | 20,3 | 51,2 |
| martedì 5 ottobre 2021 | 19,9 | 53,0 |
| mercoledì 6 ottobre 2021 | 20,1 | 53,4 |
| giovedì 7 ottobre 2021 | 20,0 | 53,7 |
| venerdì 8 ottobre 2021 | 21,0 | 52,7 |
| sabato 9 ottobre 2021 | 21,1 | 54,2 |
| domenica 10 ottobre 2021 | 20,9 | 54,3 |
| lunedì 11 ottobre 2021 | 20,8 | 54,0 |
| martedì 12 ottobre 2021 | 21,0 | 53,7 |
| mercoledì 13 ottobre 2021 | 21,2 | 52,8 |
| giovedì 14 ottobre 2021 | 21,0 | 54,0 |

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M. G. B.', located in the bottom right corner of the page.



Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - (Selezione indetta con D.D.G. n. 261 del 14.7.2020) - PROVA ORALE DEL 26/10/2021

Descrivere le fasi per la preparazione di una soluzione di tampone 0,1M e pH 7,4.

Calcolare la media di temperatura e umidità di tutti i fine settimana (sabato e domenica).

Physical State: Sterile-filtered liquid

Size: 1.0 mg (This product has been overfilled to ensure total recovery of stated quantity.)

Antibody Concentration: 1.3 mg/ml

Suggested Working Concentration: 10-20 ug/ml

Buffer: 0.01M Sodium Phosphate, 0.25M NaCl, pH 7.6

Preservative: None

Monitoraggio stabulario utilizzatore

Mese di Ottobre

| Data | Temperatura (°C) | Umidità (%) |
|---------------------------|------------------|-------------|
| venerdì 1 ottobre 2021 | 20,1 | 50,3 |
| sabato 2 ottobre 2021 | 19,8 | 51,0 |
| domenica 3 ottobre 2021 | 20,0 | 51,0 |
| lunedì 4 ottobre 2021 | 20,3 | 51,2 |
| martedì 5 ottobre 2021 | 19,9 | 53,0 |
| mercoledì 6 ottobre 2021 | 20,1 | 53,4 |
| giovedì 7 ottobre 2021 | 20,0 | 53,7 |
| venerdì 8 ottobre 2021 | 21,0 | 52,7 |
| sabato 9 ottobre 2021 | 21,1 | 54,2 |
| domenica 10 ottobre 2021 | 20,9 | 54,3 |
| lunedì 11 ottobre 2021 | 20,8 | 54,0 |
| martedì 12 ottobre 2021 | 21,0 | 53,7 |
| mercoledì 13 ottobre 2021 | 21,2 | 52,8 |
| giovedì 14 ottobre 2021 | 21,0 | 54,0 |





Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - (Selezione indetta con D.D.G. n. 261 del 14.7.2020) - PROVA ORALE DEL 26/10/2021

Descrivere le fasi di trasferimento di due coppie (una di 2 topi maschi e una di 2 ratti maschi) dalle gabbie di viaggio fino al posizionamento nello stabulario utilizzatore.

Ordinare i dati in ordine crescente di temperatura, e a parità, in ordine decrescente di umidità.

Product Specifications


Product: AffiniPure Donkey Anti-Human IgG (H+L) (minimal cross-reaction to Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Syrian Hamster, Horse, Mouse, Rabbit, Rat, and Sheep Serum Proteins)

Code Number: 709-005-149

Monitoraggio stabulario utilizzatore

Mese di Ottobre

| Data | Temperatura (°C) | Umidità (%) |
|---------------------------|------------------|-------------|
| venerdì 1 ottobre 2021 | 20,1 | 50,3 |
| sabato 2 ottobre 2021 | 19,8 | 51,0 |
| domenica 3 ottobre 2021 | 20,0 | 51,0 |
| lunedì 4 ottobre 2021 | 20,3 | 51,2 |
| martedì 5 ottobre 2021 | 19,9 | 53,0 |
| mercoledì 6 ottobre 2021 | 20,1 | 53,4 |
| giovedì 7 ottobre 2021 | 20,0 | 53,7 |
| venerdì 8 ottobre 2021 | 21,0 | 52,7 |
| sabato 9 ottobre 2021 | 21,1 | 54,2 |
| domenica 10 ottobre 2021 | 20,9 | 54,3 |
| lunedì 11 ottobre 2021 | 20,8 | 54,0 |
| martedì 12 ottobre 2021 | 21,0 | 53,7 |
| mercoledì 13 ottobre 2021 | 21,2 | 52,8 |
| giovedì 14 ottobre 2021 | 21,0 | 54,0 |

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M. G. B.', located at the bottom right of the page.